

Link do produktu: <https://higienadent.com/ems-biofilm-discloser-gabczki-do-wybarwiania-biofilmu-250szt-p-3715.html>



EMS Biofilm Discloser gąbeczki do wybarwiania biofilmu 250szt.

Cena	274,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	EMS

Opis produktu

EMS Biofilm Discloser gąbeczki do wybarwiania biofilmu.

EMS Biofilm Discloser to praktyczne gąbeczki przeznaczone do wybarwiania płytki nazębnej i biofilmu w gabinetach stomatologicznych. Dzięki nim personel dentystyczny może w prosty i skuteczny sposób zwizualizować miejsca zalegania bakterii, co pozwala na precyzyjne przeprowadzenie zabiegów higienizacyjnych oraz edukację pacjenta w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej.

Gąbeczki są nasączone specjalnym, bezpiecznym dla pacjenta środkiem, który skutecznie barwi biofilm, umożliwiając jego łatwe zauważenie i ocenę. Produkt jest idealny do stosowania zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, a intensywne wybarwienie nie podrażnia dziąseł ani nie pozostawia trwałych śladów na błonie śluzowej.

Innowacyjne, wstępnie nasączone gąbeczki wybarwiają biofilm na dwa kolory:

- **Czerwony oznacza świeży biofilm;**
- **Niebieski świadczy o dojrzałym biofilmie**

Najważniejsze cechy produktu:

- Szybkie i skuteczne wybarwianie biofilmu i płytki nazębnej.
- Bezpieczne dla pacjenta, delikatne dla dziąseł i błon śluzowych.
- Wydajne i wygodne opakowanie – 250 sztuk gąbeczek.
- Doskonałe do edukacji pacjenta i kontroli higieny jamy ustnej.

EMS Biofilm Discloser to niezastąpione narzędzie w gabinecie stomatologicznym, które ułatwia profesjonalne zabiegi higienizacyjne oraz motywuje pacjentów do regularnej i skutecznej pielęgnacji zębów. Produkt łączy w sobie wygodę, higienę i wysoką skuteczność, będąc niezbędnym elementem codziennej pracy higienistki i stomatologa.

Opakowanie: Zawiera 250 sztuk gąbeczek, co zapewnia wygodę i dużą wydajność w codziennej pracy gabinetu stomatologicznego. Jedna gąbeczka wystarcza na jednego pacjenta.