
Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:17

Link do produktu: <https://higienadent.com/ems-końcówka-do-skalera-tip-p-1szt-p-3308.html>

EMS końcówka do skalera Tip P 1szt.



Cena	549,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	EMS

Opis produktu

EMS Końcówka do skalera Tip P. Przeznaczona do czyszczenia powierzchni naddziąstowych i poddziąstowych w kieszonkach o głębokości do 4 mm.

Polecana w fazie podtrzymującej leczenie perio oraz leczenie stanów zapalnych dziąseł.

Opakowanie: końcówka do skalera 1szt, klucz 1szt.