

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:02

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-igly-do-wypełnienia-kanalu-ze-sprezynka-bezpieczenstwa-lentulo-29mm-4szt-p-1649.html>



Endostar igły do wypełnienia kanału ze sprężynką bezpieczeństwa LENTULO 29mm 4szt.

Cena	42,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Poldent

Opis produktu

Endostar igły do wypełnień kanału. Stożkowe i spiralne instrumenty maszynowe przeznaczone do wypełniania kanału pastami i cementami. Spirala igły jest przy nasadce zakończona sprężynką (PFL), która zapewnia elastyczność i bezpieczeństwo pracy. Długość 29mm. Dopuszczalna prędkość obrotowa kątnicy: poniżej 800obr./min

Opakowanie zawiera: 4szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 25 , 25-40 , 30 , 35 , 40