

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:42

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-linijka-endosizer-1szt-p-2004.html>



Endostar linijka ENDOsizer 1szt.

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KAT00234
Producent	Poldent

Opis produktu

Endostar Linijka ENDOsizer przeznaczona do precyzyjnego mierzenia długości roboczej pilników oraz długości świeków gutaperkowych i papierowych. Posiada wgłębienie dla endostopu oraz osobny kanał do mierzenia i odcinania świeków. Jasny kolor pomaga w identyfikacji miary a barwa jest praktyczna w użytkowaniu (brudzące pasty wypełnieniowe).

Do sterylizacji w temperaturze 134°C

Opakowanie : 1 sztuka