

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:50

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-miazgociagi-25mm-6szt-p-2572.html>

Endostar miazgociągi 25mm 6szt.



| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 34,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | A |
| Producent | Poldent |

Opis produktu

Endostar miazgociągi, narzędzia endodontyczne przeznaczone do usuwania miazgi (żywej, zmumifikowanej, w stanie martwicy suchej).

Właściwości:

- ergonomiczny uchwyt z zaznaczonym rozmiarem ISO
- przekrój poprzeczny
- spiralnie ułożone kolce
- bardzo dobrze transportują miazgę z kanału
- część pracująca wykonana z miękkiej nierdzewnej stali

Dostępne rozmiary:

- 0 (fioletowe)
- 1 (białe)
- 2 (żółte)
- 3 (czerwone)
- 4 (niebieskie)
- 5 (zielone)
- 6 (czarne)
- asortyment 1-6

Opakowanie: 6szt.o długości 25mm w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 1 , 1-6 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6