

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-pilniki-h-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-28mm-6szt-p-2847.html>



## Endostar pilniki H do opracowywania kanałów korzeniowych 28mm 6szt.

Cena	<b>17,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Poldent</b>

### Opis produktu

**Endostar Pilniki H. Efektywne, agresywne instrumenty o bardzo dużej zdolności cięcia wykonane ze stali nierdzewnej.**

Pilniki H to bardzo efektywne, agresywne instrumenty do opracowania kanału o bardzo dużej zdolności cięcia zębiny. Pilniki zaprojektowane zgodnie z kształtem opisanym przez doktora Hedströma. Najlepsze efekty cięcia zębiny uzyskuje się przez połączenie ruchu obrotowego (max. 1/4 obrotu) i wyciągania instrumentu. Szczególnie zalecane w endodoncji wieku rozwojowego.

#### Właściwości:

- bardzo dobra zdolność cięcia,
- jedna krawędź tnąca kanał pod kątem 90 stopni,
- transportowanie zębiny na zewnątrz znacznie ulepszone przez zwiększenie skoku krawędzi tnącej i jej głębokości,
- precyzyjnie szlifowany kształt wykonany z ze specjalnej, niezwykle twardej, a jednocześnie elastycznej stali nierdzewnej,
- elastyczność zwiększona przez odpowiedni, cylindryczny kształt,
- ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO.
- możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temp. 134°C

#### Dostępne długości:

- 21mm,
- 25mm,
- 28mm,
- 31mm.

**Opakowanie zawiera:** 6szt. pilniki H 28mm w wybranym rozmiarze.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pilniki rozmiary:** 28mm, #06 , 28mm, #08 , 28mm, #10 , 28mm, #15 , 28mm, #15-40 , 28mm, #20 , 28mm, #25 , 28mm, #30 , 28mm, #35 , 28mm, #40 , 28mm, #45-80