

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-pilniki-h-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-31mm-6szt-p-2848.html>



Endostar pilniki H do opracowywania kanałów korzeniowych 31mm 6szt.

Cena	17,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Poldent

Opis produktu

Endostar Pilniki H. Efektywne, agresywne instrumenty o bardzo dużej zdolności cięcia wykonane ze stali nierdzewnej.

Pilniki H to bardzo efektywne, agresywne instrumenty do opracowania kanału o bardzo dużej zdolności cięcia zębiny. Pilniki zaprojektowane zgodnie z kształtem opisanym przez doktora Hedströma. Najlepsze efekty cięcia zębiny uzyskuje się przez połączenie ruchu obrotowego (max. 1/4 obrotu) i wyciągania instrumentu. Szczególnie zalecane w endodoncji wieku rozwojowego.

Właściwości:

- bardzo dobra zdolność cięcia,
- jedna krawędź tnąca kanał pod kątem 90 stopni,
- transportowanie zębiny na zewnątrz znacznie ulepszone przez zwiększenie skoku krawędzi tnącej i jej głębokości,
- precyzyjnie szlifowany kształt wykonany z ze specjalnej, niezwykle twardej, a jednocześnie elastycznej stali nierdzewnej,
- elastyczność zwiększona przez odpowiedni, cylindryczny kształt,
- ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO.
- możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temp. 134°C

Dostępne długości:

- 21mm,
- 25mm,
- 28mm,
- 31mm.

Opakowanie zawiera: 6szt. pilniki H 31mm w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 31mm, #06 , 31mm, #08 , 31mm, #10 , 31mm, #15 , 31mm, #15-40 , 31mm, #20 , 31mm, #25 , 31mm, #30 , 31mm, #35 , 31mm, #40 , 31mm, #45-80