

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-pilniki-h-niti-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-25mm-6szt-p-2962.html>



Endostar pilniki H NiTi do opracowywania kanałów korzeniowych 25mm 6szt.

Cena	49,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Poldent

Opis produktu

Endostar Pilniki H NiTi. Efektywne, agresywne instrumenty o bardzo dużej zdolności cięcia wykonane ze stopu niklowo-tytanowego.

Pilniki H NiTi to bardzo efektywne, agresywne instrumenty do opracowania kanału o bardzo dużej zdolności cięcia zębiny. Najlepsze efekty cięcia zębiny uzyskuje się przez połączenie ruchu obrotowego (max. 1/4 obrotu) i wyciągania instrumentu. Szczególnie zalecane w endodoncji wieku rozwojowego. Zalecana ilość użycia pilnika to max. 2-8 razy w zależności od rozmiaru, warunek: nieuszkodzony pilnik, brak wygięć, odkształceń. W przypadku użycia uszkodzonego pilnika występuje ryzyko jego złamania w kanale.

Właściwości:

- bardzo dobra zdolność cięcia,
- jedna krawędź tnąca kanał pod kątem 90 stopni,
- transportowanie zębiny na zewnątrz znacznie ulepszone przez zwiększenie skoku krawędzi tnącej i jej głębokości,
- precyzyjnie szlifowany kształt wykonany z ze specjalnej, niezwykle twardej, a jednocześnie elastycznej stali nierdzewnej,
- elastyczność zwiększona przez odpowiedni, cylindryczny kształt,
- ergonomiczny uchwyt,
- możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temp. 134°C w czasie 35-40 min.

Dostępne długości:

- 21mm,
- 25mm,
- 28mm,
- 31mm.

Opakowanie zawiera: 6szt. pilniki H NiTi 25mm w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 25mm, #15 , 25mm, #15-40 , 25mm, #20 , 25mm, #25 , 25mm, #30 , 25mm, #35 , 25mm, #40 , 25mm, #45-80