

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-pilniki-k-6szt-p-1633.html>

Endostar Pilniki K 6szt.



Cena	16,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	000475
Producent	Poldent

Opis produktu

Endostar Pilniki K. Jedne z najstarszych instrumentów endodontycznych zaprojektowanych przez dr Kerr'a.

Pilniki K to stalowe, bezpieczne instrumenty posiadające 4 krawędzie tnące. Dobrze sprawdzają się przy znajdowaniu i opracowaniu cienkich kanałów.

Właściwości:

- 4 krawędzie tnące
- wykonane ze stali nierdzewnej
- dobra elastyczność
- bezpieczne, niezbyt agresywne
- ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO
- możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temp. 134°C

Opakowanie zawiera: 6 x pilniki K w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 25mm, #06 , 25mm, #08 , 25mm, #10 , 25mm, #15 , 25mm, #15-40 , 25mm, #20 , 25mm, #25 , 25mm, #30 , 25mm, #35 , 25mm, #40