

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-pilniki-k-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-28mm-6szt-p-2841.html>



Endostar pilniki K do opracowywania kanałów korzeniowych 28mm 6szt.

Cena	17,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Poldent

Opis produktu

Endostar Pilniki K. Jedne z najstarszych instrumentów endodontycznych zaprojektowanych przez dr Kerr'a.

Pilniki K to stalowe, bezpieczne instrumenty posiadające 4 krawędzie tnące. Dobrze sprawdzają się przy znajdowaniu i opracowaniu cienkich kanałów.

Właściwości:

- 4 krawędzie tnące
- wykonane ze stali nierdzewnej
- dobra elastyczność
- bezpieczne, niezbyt agresywne
- ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO
- możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temp. 134°C

Dostępna długość:

- 21mm,
- 25mm,
- 28mm,
- 31mm,
- 35mm.

Opakowanie zawiera: Endostar pilniki K 28mm w wybranym rozmiarze 6szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 28mm, #06 , 28mm, #08 , 28mm, #10 , 28mm, #15 , 28mm, #15-40 , 28mm, #20 , 28mm, #25 , 28mm, #30 , 28mm, #35 , 28mm, #40 , 28mm, #45 , 28mm, #45-80