

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-pilniki-k-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-31mm-6szt-p-2842.html>



## Endostar pilniki K do opracowywania kanałów korzeniowych 31mm 6szt.

Cena	<b>17,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Poldent</b>

### Opis produktu

**Endostar Pilniki K. Jedne z najstarszych instrumentów endodontycznych zaprojektowanych przez dr Kerr'a.**

Pilniki K to stalowe, bezpieczne instrumenty posiadające 4 krawędzie tnące. Dobrze sprawdzają się przy znajdowaniu i opracowaniu cienkich kanałów.

#### Właściwości:

- 4 krawędzie tnące
- wykonane ze stali nierdzewnej
- dobra elastyczność
- bezpieczne, niezbyt agresywne
- ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO
- możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temp. 134°C

#### Dostępna długość:

- 21mm,
- 25mm,
- 28mm,
- 31mm,
- 35mm.

**Opakowanie zawiera:** Endostar pilniki K 31mm w wybranym rozmiarze 6szt.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pilniki rozmiary:** 31mm, #06 , 31mm, #08 , 31mm, #10 , 31mm, #15 , 31mm, #15-40 , 31mm, #20 , 31mm, #25 , 31mm, #30 , 31mm, #35 , 31mm, #40 , 31mm, #45-80