

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-pilniki-k-niti-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-25mm-6szt-p-2967.html>



Endostar pilniki K NiTi do opracowywania kanałów korzeniowych 25mm 6szt.

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Poldent

Opis produktu

Endostar pilniki K NiTi. Jedne z najstarszych instrumentów endodontycznych zaprojektowanych przez dr Kerr'a.

Pilniki K NiTi są wykonane ze stopu niklowo-tytanowego, niezwykle elastyczne i bezpieczne instrumenty posiadające 4 krawędzie tnące. Dobrze sprawdzają się przy znajdowaniu i opracowaniu cienkich kanałów.

Właściwości:

- 4 krawędzie tnące
- wykonane ze stopu niklowo-tytanowego z pamięcią kształtu
- dobra elastyczność
- bezpieczne, niezbyt agresywne
- ergonomiczny uchwyt
- możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temp. 134°C. Zalecany czas sterylizacji 35-40 minut.

Dostępna długość:

- 21mm,
- 25mm,
- 28mm,
- 31mm,
- 35mm.

Opakowanie: Endostar pilniki K NiTi 25mm w wybranym rozmiarze 6szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 25mm, #15 , 25mm, #15-40 , 25mm, #20 , 25mm, #25 , 25mm, #30 , 25mm, #35 , 25mm, #40 , 25mm, #45-80