

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-pilniki-s-6-szt-p-2268.html>

Endostar pilniki S 6 szt.



Cena	16,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001385
Producent	Poldent

Opis produktu

Endostar Pilniki S. Jedne z najbardziej efektywnych instrumentów o bardzo dużej zdolności cięcia. Zaprojektowane zostały jako złożenie dwóch ostrzy tnących pilnika H. Można pracować nimi ruchem góra-dół lub ruchem obrotowym.

Właściwości:

- świetna zdolność cięcia,
- bardzo duża zdolność transportowania zębiny na zewnątrz,
- precyzyjnie szlifowany kształt wykonany z ze specjalnej, niezwykle twardej, a jednocześnie elastycznej stali nierdzewnej,
- 2 krawędzie tnące kanał pod kątem 90 stopni (krawędzie rozłożone symetrycznie o 180 stopni względem osi symetrii),
- przekrój poprzeczny,
- nietnący wierzchołek,
- dobra elastyczność,
- skala milimetrowa od 18 do 25 mm zamieszczona na części metalowej pilnika, ułatwiająca określenie długości (głębokości) kanału,
- ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO.

Opakowanie zawiera: 6 x pilniki S w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 25mm, #06 , 25mm, #10 , 25mm, #15 , 25mm, #15-40 , 25mm, #20 , 25mm, #25 , 25mm, #30 , 25mm, #35 , 25mm, #40