

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-pilniki-s-niti-do-opracowywania-kanalow-korzeniowych-31mm-6-szt-p-2970.html>



## Endostar pilniki S NiTi do opracowywania kanałów korzeniowych 31mm 6 szt.

Cena	<b>45,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Poldent</b>

### Opis produktu

**Endostar Pilniki S NiTi. Jedne z najbardziej efektywnych instrumentów o bardzo dużej zdolności cięcia. Zaprojektowane zostały jako złożenie dwóch ostrzy tnących pilnika H. Można pracować nimi ruchem góra-dół lub ruchem obrotowym.**

#### Właściwości:

- świetna zdolność cięcia,
- bardzo duża zdolność transportowania zębiny na zewnątrz,
- precyzyjnie szlifowany kształt wykonany z ze specjalnego, niezwykle twardego, a jednocześnie elastycznego stopu nikłowo-tytanowego,
- 2 krawędzie tnące kanał pod kątem 90 stopni (krawędzie rozłożone symetrycznie o 180 stopni względem osi symetrii),
- przekrój poprzeczny,
- nietnący wierzchołek,
- dobra elastyczność,
- skala milimetrowa od 18 do 25 mm zamieszczona na części metalowej pilnika, ułatwiająca określenie długości (głębokości) kanału,

#### Dostępna długość:

- 21mm,
- 25mm,
- 28mm,
- 31mm.

**Opakowanie zawiera:** Endostar pilniki S NiTi 31mm w wybranym rozmiarze.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pilniki rozmiary:** 31mm, #15 , 31mm, #15-40 , 31mm, #20 , 31mm, #25 , 31mm, #30 , 31mm, #35 , 31mm, #40 , 31mm, #45-80