

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-poszerzacz-k-21mm-6-szt-p-2973.html>

Endostar poszerzacz K 21mm 6 szt.



Cena	19,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Poldent

Opis produktu

Endostar poszerzacz K są to instrumenty endodontyczne przeznaczone do pracy metodą poszerzania (ruchy obrotowe).

Można nimi wykonywać ruchy obrotowe w większym zakresie niż pilnikami K.

Właściwości:

- bardzo dobra zdolność transportowania zębiny na zewnątrz,
- duża zdolność poszerzania kanału,
- 3 krawędzie tnące,
- przekrój poprzeczny:
- wykonane ze stali nierdzewnej,
- ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO,
- możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C.

Dostępne rozmiary:

- #6
- #8
- #10
- #15
- #20
- #25
- #30
- #35
- #40
- #15-40

Opakowanie zawiera: 6 x poszerzacz K 21mm w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 21mm, #06 , 21mm, #08 , 21mm, #10 , 21mm, #15 , 21mm, #15-40 , 21mm, #20 , 21mm, #25 , 21mm, #30 , 21mm, #35 , 21mm, #40