

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-poszerzacze-k-31mm-6-szt-p-2976.html>

## Endostar poszerzacze K 31mm 6 szt.



Cena	<b>19,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Poldent</b>

### Opis produktu

**Endostar poszerzacze K są to instrumenty endodontyczne przeznaczone do pracy metodą poszerzania (ruchy obrotowe).** Można nimi wykonywać ruchy obrotowe w większym zakresie niż pilnikami K.

Właściwości:

- bardzo dobra zdolność transportowania zębiny na zewnątrz,
- duża zdolność poszerzania kanału,
- 3 krawędzie tnące,
- przekrój poprzeczny:
- wykonane ze stali nierdzewnej,
- ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO,
- możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C.

Dostępne rozmiary:

- #6
- #8
- #10
- #15
- #20
- #25
- #30
- #35
- #40
- #15-40

Opakowanie zawiera: 6 x poszerzacze K 31mm w wybranym rozmiarze.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pilniki rozmiary:** 31mm, #06 , 31mm, #08 , 31mm, #10 , 31mm, #15 , 31mm, #15-40 , 31mm, #20 , 31mm, #25 , 31mm, #30 , 31mm, #35 , 31mm, #40 , 31mm, #45 , 31mm, #45-80