

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-poszerzaczke-k-niti-25mm-6-szt-p-2977.html>

## Endostar poszerzaczke K NiTi 25mm 6 szt.



Cena	<b>49,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Poldent</b>

### Opis produktu

**Endostar poszerzaczke K NiTi są to instrumenty endodontyczne przeznaczone do pracy metodą poszerzania (ruchy obrotowe).**

Można nimi wykonywać ruchy obrotowe w większym zakresie niż pilnikami K.

#### Właściwości:

- bardzo dobra zdolność transportowania zębiny na zewnątrz,
- duża zdolność poszerzania kanału,
- 3 krawędzie tnące,
- przekrój poprzeczny:
- wykonane ze stopu NiTi (niklowo-tytanowego),
- ergonomiczny uchwyt
- możliwość sterylizacji w autoklawie parowym w temperaturze 134°C.

#### Dostępne rozmiary:

- #6
- #8
- #10
- #15
- #20
- #25
- #30
- #35
- #40
- #15-40

**Opakowanie zawiera:** 6 x poszerzaczke K NiTi 25mm w wybranym rozmiarze.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pilniki rozmiary:** 25mm, #06 , 25mm, #08 , 25mm, #10 , 25mm, #15 , 25mm, #15-40 , 25mm, #20 , 25mm, #25 , 25mm, #30 , 25mm, #35 , 25mm, #40