

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-spreader-niti-rozpychacze-do-gutaperki-25mm-6szt-p-2845.html>



Endostar Spreader NiTi rozpychacze do gutaperki 25mm 6szt.

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Poldent

Opis produktu

Endostar Spreader NiTi rozpychacze przeznaczone do bocznej kondensacji gutaperki.

Instrumenty ręczne NiTi wykonane są ze stopu niklowo-tytanowego co oznacza ich większą elastyczność i możliwość dotarcia do najbardziej zakrzywionych kanałów korzeniowych.

Dostępna długość: 25mm.

Opakowanie: Endostar Spreader 6szt. 25mm w wybranym rozmiarze

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilniki rozmiary: 25mm, #15 , 25mm, #15-40 , 25mm, #20 , 25mm, #25 , 25mm, #30 , 25mm, #35 , 25mm, #40