

Link do produktu: <https://higienadent.com/endostar-upychadla-do-gutaperki-plugger-25mm-6szt-p-2972.html>



## Endostar upychadła do gutaperki PLUGGER 25mm 6szt.

Cena	<b>23,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Poldent</b>

### Opis produktu

**Endostar upychadła do gutaperki, plugger. Przeznaczone do pionowej kondensacji gutaperki.** Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stożek o równo ściętej końcówce, ergonomiczny uchwyt z ISO. Zalecana ilość użyc pilnika to max. do 10 razy w zależności od rozmiaru, warunek: nieuszkodzony pilnik, brak wygięć, odkształceń. W przypadku użycia uszkodzonego pilnika występuje ryzyko jego złamania w kanale.

#### Dostępne rozmiary:

- #15
- #20
- #25
- #30
- #35
- #40
- #15-40
- #45-80

**Opakowanie:** Endostar upychadła do gutaperki 25mm, 6szt.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Pilniki rozmiary:** 25mm, #15 , 25mm, #15-40 , 25mm, #20 , 25mm, #25 , 25mm, #30 , 25mm, #35 , 25mm, #40 , 25mm, #45-80