

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:52

Link do produktu: <https://higienadent.com/euronda-monoart-kolorowe-koncowki-do-slinociagu-100szt-p-2817.html>



Euronda Monoart kolorowe końcówki do ślinociągu 100szt.

Cena	9,99 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Euronda

Opis produktu

Euronda Monoart kolorowe, elastyczne końcówki do ślinociągu. Jednorazowe, higieniczne, zachowują swój kształt dzięki zatopionemu wewnątrz drucikowi.

Długość: 12,5cm
Średnica: 0,65cm

Końcówki dostępne w różnych kolorach oraz od różnych producentów.

Dostępne kolory od Euronda Monoart:

- fioletowy,
- limonka.

Opakowanie: 100szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory: fiolet , granat , limonka , pomarańcz , różowy , żółty