

Link do produktu: <https://higienadent.com/eurosima-europost-glass-fiber-wklady-z-wlokna-szklanego-zestaw-20szt-p-3431.html>



Eurosima Europost Glass Fiber wkłady z włókna szklanego zestaw 20szt.

Cena	429,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Eurosima

Opis produktu

Eurosima Europost Glass Fiber wkłady z włókna szklanego. Do opracowywania kanałów korzeniowych.

Właściwości:

- wytrzymałość,
- estetyka,
- wszechstronność,
- komfort dla pacjenta,
- elastyczne - przypominające elastyczność zębiny,
- kształt ściętego stożka,
- trwałe,
- nieprzepuszczalne na RTG.

Opakowanie Europost Glass Fiber zawiera:

- 5 szt. wkładów w rozmiarze 1,0 + 1 frez w rozmiarze 1,0
- 5 szt. wkładów w rozmiarze 1,2 + 1 frez w rozmiarze 1,2
- 5 szt. wkładów w rozmiarze 1,4 + 1 frez w rozmiarze 1,4
- 5 szt. wkładów w rozmiarze 1,6 + 1 frez w rozmiarze 1,6