

Link do produktu: <https://higienadent.com/evetric-4x3-5g-evetric-bond-6g-p-14.html>



## Evetric 4x3,5g + Evetric Bond 6g

Cena	<b>312,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>000525</b>
Producent	<b>Ivoclar Vivadent</b>

### Opis produktu

#### **Evetric System Kit . 4 x 3.5g + Evetric Bond (6 g)**

Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy najnowszej generacji. Naturalnie wyglądające wypełnienia zarówno w zębach przednich, jak i bocznych, dzięki różnym stopniom przezierności zębiny i szkliwa. Dostępny w 10 kolorach.

#### **Właściwości:**

- Wysoka estetyka niewidoczne wypełnienia,
- Wyjątkowy efekt kameleona dzięki zintegrowanym barwnikom nanowypełniacza,
- Równomiernie rozmieszczone barwniki w celu uzyskania intensywnych kolorów,
- Zintegrowany nanomodifikator wpływa na łatwe modelowanie i nie klejenie się materiału do narzędzi,
- Długi czas pracy dzięki zmniejszonej wrażliwości kompozytu na światło,
- Użycie funkcjonalnego wypełniacza wpływającego na nieprzepuszczalność promieni rtg, wynosząca 400% Al.
- Wyższy stopień dopasowania koloru wypełnienia do otaczających tkanek zęba,
- Dokładne modelowanie bez presji czasu umożliwia uzyskanie doskonałych efektów estetycznych,
- Kompozyt jest dobrze widoczny w promieniach rentgenowskich, co ułatwia postawienie diagnozy,
- Zaawansowana technologia czyni pracę łatwiejszą.

#### Korzyści dla pacjentów:

- Wypełnienia, które wyglądają jak naturalne tkanki zęba,
- Doskonałe rezultaty i naturalnie wyglądający uśmiech,
- Uniknięcie niepotrzebnego opracowania ubytków dzięki niezawodnej identyfikacji wypełnień.

**Evetric Bond** - samowytrawiający materiał łączący. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, samowytrawiający materiał łączący do szkliwa i do zębiny, przeznaczony do wykonywania uzupełnień bezpośrednich.

#### **Zastosowanie:**

- Światłoutwardzalne uzupełnienia bezpośrednie wykonane z materiałów złożonych i kompomerów
- Bezpośrednia obudowa zrębu z materiałów złożonych światło-, chemo- i dualnie wiążących
- Naprawa uszkodzonych uzupełnień kompozytowych i kompomerowych
- Leczenie nadwrażliwości szyjek zębów

Opakowanie: System Kit

4 x 3.5g (2 x A2, 2 x A3) 1 x Evetric Bond (6 g)