

Link do produktu: <https://higienadent.com/fgm-ambar-universal-aps-samotraviacy-uniwersalny-system-wiazacy-5ml-p-2883.html>



## FGM Ambar Universal APS - samotrawiący, uniwersalny system wiążący 5ml

Cena	<b>200,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>FGM</b>

### Opis produktu

**Samotraviący, uniwersalny system wiążący przeznaczony do łączenia ze szkliwem i zębina (odbudowa i cementowanie). Niezawodny klej dentystyczny o wysokiej wydajności na wilgotnej zębiny.**

#### Właściwości:

- łatwy w użyciu uniwersalny klej dentystyczny o wysokim poziomie stabilności,
- wszechstronny: bardzo dobrze przylega do różnych powierzchni: metali, ceramiki, kompozytów i wkładów z włókna szklanego,
- praktycznie bezbarwny, dzięki czemu doskonale sprawdza się w odbudowach estetycznych,
- może być stosowany jako podkład do metalowych i ceramicznych elementów odtwórczych,
- nie zawiera chemikaliów BPA,
- zapewnia doskonałe działanie przy każdym poziomie nawilżenia zębiny.

#### Cechy szczególne:

- nadaje się do stosowania ze wszystkimi technikami wytrawiania (samotrawienie, selektywne wytrawianie szkliwa lub całkowite wytrawianie) i na różnych powierzchniach,
- system APS: doskonała wydajność przy każdym poziomie nawilżenia zębiny. Idealny do aplikacji wewnątrzkanałowej,
- klej jest bezbarwny, nie zakłóca estetyki uzupełnień ani cementowania,
- poprzez połączenie podkładu i spoiwa w tej samej butelce upraszcza się proces klejenia,
- kompatybilny z podwójnymi, samoutwardzalnymi lub światłoutwardzalnymi cementami żywicznymi.

#### Wskazania:

- wszystkie klasy uzupełnień bezpośrednich (klasy I, II, III, IV i V),
- cementowanie adhezyjne (wraz z cementem żywicznym) elementów protetycznych (wkłady/korony wewnętrzkorzeniowe, korony, nakłady/wkłady, licówki itp.), włókno szklane, ceramika, żywica i metal,
- naprawy adhezyjne w ceramice i kompozytach,
- podkład do metalu lub ceramiki (trawiony lub nietrawiony).