

Link do produktu: <https://higienadent.com/fgm-diamond-excel-pasta-diamentowa-polarska-2g-p-3109.html>



## FGM Diamond Excel pasta diamentowa polarska 2g

Cena	<b>47,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>FGM</b>

### Opis produktu

**FGM Diamond Excel pasta diamentowa polarska, uniwersalna, o drobnej granulacji (2 do 4 mikronów).** Przeznaczona do polerowania materiałów odtwórczych, takich jak porcelana, żywica. Pasta jest łatwa w obsłudze, nie spływa z powierzchni na którą jest nakładana, posiada średnią lepkość. Jest również łatwa do usunięcia: pastę można łatwo usunąć po zakończeniu polerowania.

**Opakowanie:** 2g