

Link do produktu: <https://higienadent.com/fgm-diamond-r-pasta-polerska-na-bazie-tlenku-glinu-4g-p-3110.html>



FGM Diamond R pasta polerska na bazie tlenku glinu 4g

Cena	59,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	FGM

Opis produktu

FGM Diamond R pasta polerska na bazie tlenku glinu. Przeznaczona do końcowego polerowania kompozytów, do polerowania i nabłyszczania amalgatów i giasjonomerów.

O drobnej granulacji (6 do 8 mikronów). Pasta jest łatwa w obsłudze, nie spływa z powierzchni na którą jest nakładana, posiada średnią lepkość. Jest również łatwa do usunięcia: pastę można łatwo usunąć po zakończeniu polerowania. Przyjemny, miętowy smak.

Opakowanie: 4g