

Dane aktualne na dzień: 14-03-2025 08:30

Link do produktu: <https://higienadent.com/filtr-bakteriologiczny-hepa-1szt-p-2625.html>



Filtr bakteriologiczny HEPA 1szt.

Cena	30,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZF-074
Producent	Inny

Opis produktu

Filtr bakteryjno-hydrofobowy HEPA. Kompatybilny z modelami autoklawów:

- Sterilclave,
- Enbio,
- Exacta,
- Prima,
- Proxima,
- Extrema Plus,
- Faro Easy R,
- Millennium ,
- Bravo,
- Steamjet,
- STATIM 6000B G4+,
- Stern Weber,
- Faro,
- Mocom,
- Cominox,
- W&H,
- SciCan.

Wymiary:

- 53mm (średnica filtra)
- 9mm (średnica gwintu)
- 20mm (długość gwintu)

Opakowanie: 1szt.