

Link do produktu: <https://higienadent.com/formowki-sekcyjne-roteck-0-05-mm-p-943.html>

Formówki sekcyjne ROTECK / 0,05 mm

roteck



Cena	35,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	000162
Producent	ROTECK

Opis produktu

Roteck formówki, matryce sekcyjne - akcesoria stomatologiczne - doskonale przylegają ułatwiając odbudowę ubytków klasy II. Wypukły kształt oraz grubość 0,05 pozwala uzyskać doskonałą formę.

Dzięki wypukłemu kształtowi i cienkiej konstrukcji zapewniają doskonałe przyleganie, co ułatwia modelowanie anatomicznego kształtu zęba. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, są dostępne w trzech rozmiarach: małym (S), średnim (M) oraz dużym z krawędzią (L). Każde opakowanie zawiera 50 sztuk formówek.

Produkowane w trzech rozmiarach:

- mały S - dla mniejszych zębów lub trudniej dostępnych przestrzeni,
- średni M - uniwersalny rozmiar, odpowiedni dla większości standardowych przypadków klinicznych,
- duży z krawędzią L - posiada dodatkową krawędź, która zapewnia lepszą stabilizację i kontrolę podczas odbudowy.

Opakowanie: formówki sekcyjne Roteck 50szt w wybranym rozmiarze (S,M,L)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Roteck rozmiar: L , M , S