

Link do produktu: <https://higienadent.com/garrison-composi-tight-3d-fusion-matrix-formowki-sekcyjne-fx-p-3572.html>

Garrison Composi Tight 3D Fusion Matrix formówki sekcyjne FX

Cena	299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Garrison

Opis produktu

Composi-Tight 3D Fusion to zaawansowany system formówek sekcyjnych firmy Garrison, zaprojektowany do odbudowy ubytków klasy II w zębach trzonowych i przedtrzonowych. Formówki Composi-Tight 3D Fusion pasują do każdego kształtu zęba oraz posiadają nieprzywierającą powłokę, która zapobiega przyklejaniu się systemu łączącego i kompozytu. System Composi-Tight 3D Fusion umożliwia szybkie i precyzyjne zakładanie szczelnych wypełnień z odtworzeniem naturalnych punktów stykowych, nawet w trudnych sytuacjach klinicznych.

Cechy:

- Idealna anatomia: odtworzenie optymalnej anatomii zębów dzięki nowej konstrukcji krzywizny.
- Zakładki chwytające: zakładki chwytające na krawędzi okluzyjnej sprawiają, że ich umieszczenie jest wygodniejsze i dokładniejsze.
- Ilość: Opakowanie 30/50 sztuk wystarcza na wiele przypadków stomatologicznych.
- Dokładne owinięcie: formówki Full Curve owijają się dookoła zęba, co ułatwia zamocowanie pierścienia.
- Większa kontrola: specjalny uchwyt Grab Tab w części okluzyjnej daje doskonałą kontrolę niezależnie od rodzaju wybranego narzędzia do mocowania.
- Lepsze dopasowanie: ulepszone poddziastłowe rozszerzenie oraz zwiększona długość zapewniają uzyskanie lepszych rezultatów przy bardziej wymagających odbudowach.
- Proste mocowanie: zaawansowany, zakrzywiony kształt formówek poprawia ich strukturalną sztywność, co czyni je najłatwiejszymi w użyciu ze wszystkich formówek powłoki Slick Bands.

Seria FX	Formówki Composi-Tight® 3D Fusion™					Nr kat.
	Grubość 0,038 mm	NA	FX100 4,4 mm	FX150 6,0 mm	FX175 5,6 mm	
Wysokość						

FX100-M 50szt. szare
 FX175-M 50szt. fioletowe
 FX200-M 50szt. zielone
 FX150-M 30szt. czerwone
 FX300-M 30szt. niebieskie

Opakowanie: 30-50szt. w wybranym wariantcie produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: FX100-M 50szt. , FX150-M 30szt. , FX175-M 50szt. , FX200-M 50szt. , FX300-M 30szt.