

Link do produktu: <https://higienadent.com/garrison-composit-tight-3d-ring-pierścienie-do-mocowania-formówek-sekcyjnych-1szt-p-3514.html>



Garrison Composit Tight 3D Ring pierścienie do mocowania formówek sekcyjnych 1szt.

Cena	699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Garrison

Opis produktu

Garrison Composit Tight 3D Ring pierścienie do mocowania formówek sekcyjnych. Wydajne, wytrzymałe, łatwe w użytkowaniu.

Kolor:

- niebieski - krótki, niski pierścień. Razem z pierścieniem pomarańczowym używany do większości prac uzupełnieniowych. Stosowany u dzieci, do przedtrzonowców, do nieprawidłowo ułożonych zębów, do zębów z krótką koroną.
- pomarańczowy - wysoki pierścień. Razem z pierścieniem niebieskim używany do większości prac uzupełnieniowych. Stosowany do trzonowców, zębów wysokich. Przy uzupełnieniach MOD można go używać warstwami, zakłada się go na niebieski pierścień (technologia Tru-Stack).
- zielony - pierwszy na świecie pierścień separujący o szerokiej końcówce, do rozległych preparacji. Najbardziej wszechstronny, pomocny przy odbudowach w odcinku tylnym.

Każdy z pierścieni posiada końcówkę retencyjną Ultra-Grip, która bezpiecznie mocuje pierścień do każdego zęba. Technologia Tru-Stack pozwala na używanie pierścieni warstwami (niebieskiego z pomarańczowym). Silikonowe końcówki Soft-Face o ulepszonej anatomii listwy brzeżnej dociskają końcówkę pierścieni do zęba, zapewniając w ten sposób wypełnienia bez kompozytowych wypukłości.

Opakowanie: 1szt.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: niebieski , pomarańczowy , zielony