

Link do produktu: <https://higienadent.com/garrison-kliny-miedzyzebowe-composi-tight-3d-fusion-50szt-p-3245.html>



Garrison kliny międzyzębowe Composit Tight 3D Fusion 50szt.

Cena	193,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Garrison

Opis produktu

Garrison kliny międzyzębowe Composit Tight 3D Fusion, z zewnętrzną powierzchnią z miękkiego materiału. Niezwykle adaptacyjne, bez względu na preferowany system matrycowy pomogą wykonać najlepsze i najbardziej przewidywalne wypełnienia.

Kliny posiadają wysokie zdolności adaptacyjne i retencyjne dzięki technologii Soft-Face, którą tworzy miękki, silikonowy materiał, przytwierdzony do twardego rdzenia z tworzywa sztucznego. Klin delikatnie dopasowuje się do nierówności korzeni podczas wkładania, zapewniając niezrównane uszczelnienie.

Miękkie skrzydełka przymocowane do klina płynnie się składają podczas jego wprowadzania. Sprężynują, gdy są poza przestrzenią międzyzębową – mocno blokując klin Composit Tight 3D Fusion na miejscu.

Dostępne opakowania:

- niebieskie - małe,
- pomarańczowe - średnie,
- zielone - duże,
- żółte - małe.

Opakowanie: 50szt. w wybranym wariantcie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kliny: niebieskie - małe , pomarańczowe - średnie , zielone - duże , żółte - małe