

Link do produktu: <https://higienadent.com/gc-epitex-starter-kit-paski-wykonczeniowe-do-powierzchni-miedzyzebowych-zestaw-startowy-p-3268.html>



## GC Epitex Starter Kit paski wykończeniowe do powierzchni międzyzębowych zestaw startowy

Cena	<b>699,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>GC</b>

### Opis produktu

#### **GC Epitex Starter Kit paski do wykańczania i polerowania powierzchni międzyzębowych, zestaw startowy.**

Przeznaczone do kompozytów, szkło-jonomerów lub powierzchni wykonanych z metalu. Wykonane z niezwykle cienkiego i elastycznego materiału, odporne na rozdarcia, o doskonałej adaptacji nawet między ciasnymi kontaktami międzyzębowymi. Cząstki ściernie (tlenek glinu) nie są połączone z paskiem za pomocą kleju.

#### **GC Epitex Starter Kit - łatwe konturowanie, wykańczanie i polerowanie w przestrzeniach międzyzębowych.**

Zestaw zawiera cztery paski o długości 10m każdy, o gradacjach: gruby, średni, drobny, bardzo drobny. Stojak z dozownikiem w zestawie.