

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 20:40

Link do produktu: <https://higienadent.com/gc-everx-flow-2ml-plynnny-kompozyt-p-2616.html>

GC EverX Flow 2ml płynny kompozyt



Cena	220,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	012900
Producent	GC

Opis produktu

GC EverX Flow płynny kompozyt do zastosowania w wymianie zębiny w uzupełnieniach pośrednich oraz do odbudowy rdzenia.

Właściwości:

- wzmocniony włóknami krótkimi
- wysoka odporność na pękanie
- triksotropowość
- lepka konsystencja sprawia, że produkt idealnie dostosowuje się do podłoża ubytku jednocześnie z niego nie spływając.
- dwa odcienie do wyboru:

Bulk - wykazuje głębokość utwardzania 5,5 mm, sprawdzi się do głębokich ubytków lub gdy chcemy przyspieszyć leczenie.
Dentin - jest mniej przezierny, wymaga nakładania warstwowo.

Opakowanie: strzykawka 2ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Bulk , Dentin