

Link do produktu: <https://higienadent.com/gc-fiber-post-wklady-z-wlokna-szklanego-10szt-p-2403.html>

GC Fiber Post wkłady z włókna szklanego 10szt.



Cena	369,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	A
Producent	GC

Opis produktu

**Produkt dostępny na zamówienie. Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem prosimy o kontakt:
telefon: +48 721 529 086, +48 605 490 183
e-mail: sklep@higienadent.com**

GC Fiber Post włókna szklane zapewniające doskonałe wsparcie dla rutynowej odbudowy zrębu korony.

Właściwości:

- wytrzymałość,
- nieprzepuszczalność dla promieni rentgenowskich,
- przewodnictwo światła w celu uzyskania optymalnej wydajności w kanałach.

Zalety:

- dostępne w 5 średnicach, w tym bardzo małe słupki 0,8 i 1 mm
- równomierny i gęsty podział włókien we wkładce (77% wagi) zapewnia wysoką odporność na obciążenia i wytrzymałość na zginanie zbliżoną do metalu
- unikalna przepuszczalność światła zapewniająca lepszą polimeryzację kompozytu mocującego
- nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich dla łatwej diagnozy

Rozmiary:

- 0,8
- 1,0
- 1,2
- 1,4
- 1,6

Opakowanie: 10szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0,8 , 1,0 , 1,2 , 1,4 , 1,6