

Link do produktu: <https://higienadent.com/gc-fuji-cem-2-sl-cement-glasjonomerowy-modyfikowany-zywica-13-3g-p-2984.html>



GC Fuji Cem 2 SL - cement glasjonomerowy modyfikowany żywicą 13,3g

Cena	459,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	GC

Opis produktu

Fuji Cem 2 SL to cement glasjonomerowy modyfikowany żywicą do osadzania prac protetycznych.

Został wzbogacony o system Slide & Lock ułatwiający stosowanie i wybranie sposobu dozowania:

- tryb automatyczny lub ręczny,
- przy pomocy dozownika metalowego lub z tworzywa.

Zalety:

- uwalnianie optymalnej ilości fluoru,
- brak nadwrażliwości pozabiegowej,
- niezwykła siła adhezji chemicznej.

Zastosowanie:

- korony i mosty metalowe lane i licowane na podbudowie metalowej,
- korony i mosty pełnoceramiczne z ceramiki na podbudowie z tlenku cyrkonu,
- kompozytowe wkłady i nakłady typu inlay oraz onlay,
- wkłady koronowo korzeniowe metalowe, ceramiki oraz z włókna szklanego,
- pełnoceramiczne wkłady inlay.

Opakowanie: nabój 13,3g.