

Link do produktu: <https://higienadent.com/gc-g-premio-bond-3-pack-3-x-5ml-swiatloutwardzalny-uniwersalny-system-laczacy-p-2406.html>



## GC G-Premio Bond 3-Pack 3 x 5ml - światłoutwardzalny, uniwersalny system łączący

Cena	<b>820,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>012690</b>
Producent	<b>GC</b>

### Opis produktu

**G-Premio Bond - jednoskładnikowy, światłoutwardzalny, uniwersalny system łączący, kompatybilny ze wszystkimi technikami trawienia, który może być stosowany nie tylko do bezpośredniej odbudowy, ale również w przypadkach obejmujących naprawy i do leczenia nadwrażliwości.**

Jego unikalny skład umożliwia trwałe wiązanie nie tylko z tkanką zęba, lecz także z kompozytami, metalami (w tym szlachetnymi) oraz tlenkiem cyrkonu i tlenkiem glinu. Unikalne silikonowe pokrycie butelki optymalizuje kontrolę dozowania a cienka końcówka umożliwia precyzyjną aplikację bardzo małych kropli - do 300 na butelkę.

Opakowanie: 3x5ml