

Link do produktu: <https://higienadent.com/gc-gradia-direct-premium-kit-swiatloutwardzalny-material-do-wypelnien-7-x-2-7ml-g-bond-5ml-p-2324.html>



## GC Gradia Direct Premium Kit światłoutwardzalny materiał do wypełnień 7 x 2,7ml + G-Bond 5ml

Cena	<b>1 174,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>1 300,00 zł</del>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>890360</b>
Producent	<b>GC</b>

### Opis produktu

**Gradia Direct Premium Kit - mikrocząsteczkowy, światłoutwardzalny materiał do uzupełnień.** Możliwość uzyskania efektu estetycznego najbardziej zbliżonego do naturalnego wyglądu. Niezależnie od tego czy stosuje się jeden lub więcej odcieni, Gradia Direct zapewnia łatwe i szybkie osiągnięcie naturalnie wyglądającej trwałej odbudowy. Dzięki niespotykanej zdolności adaptacji estetycznej można uzyskać najlepszy efekt przy pomocy jednego odcienia. Kombinacja różnych odcieni daje nieograniczoną możliwość odbudowy estetycznej przy użyciu maksymalnie trzech odcieni w odcinku anterior i dwóch w odcinku posterior.

#### Właściwości:

- Mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy, wywodzący się z laboratoryjnego mikroceramicznego kompozytu Gradia.
- Jeden system odbudowy do wszystkich rodzajów ubytków.
- Jednolita koncepcja opierająca się na odcieniach standardowych i specjalnych zewnętrznych i wewnętrznych pozwala na uzyskanie efektu "niewidocznego" wypełnienia.
- Wyjątkowa łatwość nakładania z wydłużonym czasem pracy.
- System wypełnieniowy dla wszystkich wskazań.
- System zawiera odcienie standardowe, przeziernie, opakerowe.

Materiał jest dostępny w wersjach Anterior (do zębów przednich) i Posterior (do zębów bocznych), co sprzyja łatwemu wykonywaniu niewidocznych wypełnień niemal idealnie zbliżonych do naturalnego wyglądu zębów pod względem wyważenia barwy, nasycenia, jasności i przezierności („efekt kameleona”). Gradia Direct występuje także w odcieniach specjalnych wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanych w przypadku rozległych ubytków wymagających wykonania wypełnienia techniką wielu odcieni. Taki system barw zapewnia doskonałe efekty przy pracy zarówno techniką jedno jak i wielowarstwową.

Gradia Direct Anterior charakteryzuje się wysoką estetyką (perfekcyjne dostosowanie do otaczających tkanek) i gładkością powierzchni wypełnienia (łatwość i szybkość polerowania). Zastosowanie: ubytki klasy III, IV, V, ubytki klinowe, licowanie, zamykanie diastem.

Gradia Direct Posterior posiada doskonałe właściwości mechaniczne i również estetyczne. Charakteryzuje się wysoką odpornością na złamania, nacisk okluzyjny i ścieranie. Materiał jest widoczny na zdjęciach Rtg. Zastosowanie: ubytki klasy I i II.

#### Opakowanie:

- 5 x 2,7 g GC Gradia Direct Anterior (A1, A2, A3, AO2, AO3),
- 2 x 2,7 g GC Gradia Direct Posterior (PA2, PA3),
- 1 x GC G-Bond bond,
- akcesoria.

