

Link do produktu: <https://higienadent.com/gelatamp-gabka-hemostatyczna-20szt-p-2387.html>

Gelatamp gąbka hemostatyczna 20szt.



Cena	69,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	001510
Producent	Roeko

Opis produktu

Gelatamp to gąbka żelatynowa do profilaktyki infekcji ran i wtórnych krwawień po ekstrakcjach. Gelatamp zawiera srebro koloidalne i dlatego wyraźnie różni się od gąbek z czystej żelatyny. Srebro prowadzi do szerokiego działania antybakteryjnego przez cały czas wchłaniania i nadaje gelatampowi specyficzny brązowy kolor.

- szybka początkowa hemostaza
- stabilizacja skrzepu
- szerokie działanie bakteriobójcze typu depot
- całkowita resorpcja

Dostępny rozmiar: 14x7x7 / nr 274002.

Opakowanie: 20szt.