

Link do produktu: <https://higienadent.com/glasjonomerowy-material-do-wypelnien-3m-espe-ketac-molar-easymix-12-5g-proszek-8-5ml-plyn-p-1732.html>



Glasjonomerowy materiał do wypełnień 3M ESPE Ketac Molar Easymix 12,5g proszek+ 8,5ml płyn

Cena	195,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	56633
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE Ketac Molar Easymix glasonomerowy materiał do wypełnień w granulach, przeznaczony do ręcznego mieszania.

Cechy:

- dzięki długoterminowemu uwalnianiu fluoru (przez sześć miesięcy), zapewnia efekt samoadhezji do zębiny,
- dzięki doskonałym właściwościom fizykochemicznym nadaje się do techniki ART, metody zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) od 1994 roku,
- widoczny na zdjęciach RTG,
- odporny na ściskanie, mniejsze ryzyko pęknięć wypełnień,
- doskonała szczelność wypełnień,
- formuła granulowanego proszku zapewnia szybkie i łatwe mieszanie, dokładne dozowanie.

Wskazania:

- wypełnienia ubytków (klasa I, zęby mleczne),
- wypełnienia ubytków (zęby boczne, odbudowa pod uzupełnienia protetyczne, podkład pod wypełnienia z materiałów kompozytowych i amalgamatu).

Zestaw zawiera: proszek 12,5g (kolorA3), płyn 8,5ml, akcesoria.