

Link do produktu: <https://higienadent.com/gumki-silikonowe-shofu-ceramaster-coarse-asortyment-ca-4-szt-p-1454.html>



## Gumki silikonowe SHOFU CeraMaster Coarse Asortyment CA 4 szt.

Cena	<b>186,15 zł</b>
Cena poprzednia	<b>219,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>001218</b>
Producent	<b>SHOFU</b>

### Opis produktu

**Gumki CeraMaster Coarse są przeznaczone do szybkiego wykańczania i polerowania wstępnego ceramicznych wypełnień w jednym kroku.** Szczególnie polecane do dostosowywania ceramicznych materiałów wykonanych zarówno z tlenku aluminium, jak i z tlenku cyrkonu.

Gumki silikonowe są gęsto wypełnione naturalnymi cząsteczkami diamentu. Są one bardzo wydajne, przeznaczone do szybkiego wykańczania oraz polerowania ceramicznych wypełnień, aby zapewnić gładką i równą powierzchnię.

Gumki CeraMaster (z niebiesko-białym paskiem) są polecane do polerowania na wysoki połysk (superpolerowania). Przy wykorzystaniu CeraMaster nie jest wymagane użycie pasty polerskiej, ponieważ wysoki połysk materiału zapewnia duża ilość cząsteczek diamentu w gumce.

Opakowanie: Asortyment CeraMaster Coarse, kątnica CA 4 gumki z mandrelkami: Bullet, Knife, Cup, Mini-Point