

Link do produktu: <https://higienadent.com/guttasolv-preparat-do-usuwania-wypelnien-kanalow-korzeniowych-13ml-p-3443.html>



Guttasolv preparat do usuwania wypełnień kanałów korzeniowych 13ml

Cena **169,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **A**

Producent **Septodont**

Opis produktu

Guttasolv preparat do usuwania wypełnień kanałów korzeniowych, który działa jak rozpuszczalnik. Roztwór 100% eukaliptolu.

Zastosowanie:

- usuwanie wypełnień kanałów korzeniowych,
- adaptacja głównego ćwieka gutaperki.

Właściwości:

- szybkie działanie,
- silne właściwości zmiękczone,
- rozpuszcza materiały uszczelniające z gutaperki,
- zmiękcza ćwieki gutaperkowe,
- pozwala wytworzyć niestandardowe ćwieki gutaperki dla wymagających sytuacji klinicznych.

Opakowanie: butelka 13ml, pipeta.