

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 03:19

Link do produktu: <https://higienadent.com/hahnenkratt-lusterko-stomatologiczne-mikrochirurgiczne-3mm-1szt-p-3364.html>



Hahnenkratt lusterko stomatologiczne mikrochirurgiczne Ø 3mm 1szt.

Cena **324,99 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **A**

Producent **Hahnenkratt**

Opis produktu

Hahnenkratt Lusterko stomatologiczne, mikrochirurgiczne. Lustrzane szkło zapewnia doskonałą widoczność.

Zastosowanie:

- znalezienie kanałów korzeniowych
- kontrola opracowanych kanałów korzeniowych, bruzd i preparacji wkładów
- znajdowanie próchnicy, której nie widać bezpośrednio
- kontrola działań implantologicznych

Wymiary:

- grubość 0,6mm
- średnica 3mm

REF 6200.

Opakowanie: 1szt.