

Link do produktu: <https://higienadent.com/hahnenkratt-relax-fs-ultra-lusterka-stomatologiczne-10szt-p-2632.html>



Hahnenkratt Relax FS Ultra lusterka stomatologiczne 10szt.

Cena	175,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	7306
Producent	Hahnenkratt

Opis produktu

Hahnenkratt Relax FS Ultra lusterka stomatologiczne.

Właściwości:

- wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego szklanym włóknem
- nadają się do sterylizacji w autoklawie w temp. max. 134° C
- nadają się do termodezynfekatora
- kwasoodporne
- dostępne w 7 kolorach
- gładkie, zaokrąglone kształty
- przyjemna w dotyku konstrukcja (w porównaniu ze stalą nierdzewną)
- łatwe w czyszczeniu

Dostępne rozmiary:

#3 20mm
#4 22mm
#5 24mm

Opakowanie: 10szt w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar-kolor: #4 antracyt , #4 biały , #4 pastelowy lawendowy , #4 pastelowy miętowy , #4 pastelowy niebieski , #4 pastelowy żółty , #5 antracyt , #5 biały , #5 pastelowy lawendowy , #5 pastelowy miętowy , #5 pastelowy niebieski , #5 pastelowy żółty