

Link do produktu: <https://higienadent.com/hahnenkratt-seplus-lusterka-stomatologiczne-plaskie-12szt-p-2630.html>



Hahnenkratt SePlus lusterka stomatologiczne płaskie 12szt.

Cena	54,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	702X3
Producent	Hahnenkratt

Opis produktu

Hahnenkratt SePlus - lusterka stomatologiczne płaskie, tylnopowierzchniowe.

Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odporne na korozję. Posiadają specjalnie opracowaną przez producenta warstwę ochronną z miedzi i tytanu, która zapewnia długą żywotność lusterek i odporność na wielorazową dezynfekcję i sterylizację produktu. Lusterka pokryte są lustrzaną powłoką z pięciokrotną warstwą czystego srebra co w praktyce gwarantuje wysoki poziom odbicia - jasny, wysokiej jakości obraz z zachowaniem wierności kolorów bez zniekształceń. Lusterka nie nadają się do pracy pod lupą lub mikroskopem. Lusterka można sterylizować i dezynfekować.

Dostępne rozmiary:

- #3 20mm
- #4 22mm
- #5 24mm

Opakowanie: 12szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: #3 , #4 , #5