

Link do produktu: <https://higienadent.com/hahnenkratt-seplus-lusterka-stomatologiczne-powiekszajace-12szt-p-2629.html>



## Hahnenkratt SePlus lusterka stomatologiczne powiększające 12szt.

Cena	<b>70,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>706X4</b>
Producent	<b>Hahnenkratt</b>

### Opis produktu

#### Hahnenkratt SePlus - lusterka stomatologiczne powiększające, tylnopowierzchniowe.

Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odporne na korozję. Posiadają specjalnie opracowaną przez producenta warstwę ochronną z miedzi i tytanu, która zapewnia długą żywotność lusterek i odporność na wielorazową dezynfekcję i sterylizację produktu. Lusterka pokryte są lustrzaną powłoką z pięciokrotną warstwą czystego srebra co w praktyce gwarantuje wysoki poziom odbicia - jasny, wysokiej jakości obraz z zachowaniem wierności kolorów bez zniekształceń. Lusterka nie nadają się do pracy pod lupą lub mikroskopem.

Lusterka można sterylizować i dezynfekować.

Dostępne rozmiary:

- #3 20mm
- #4 22mm
- #5 24mm

Opakowanie: 12szt. w wybranym rozmiarze.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** #3 , #4 , #5