

Link do produktu: <https://higienadent.com/hahnenkratt-topvision-fs-lusterka-stomatologiczne-rodowane-plaskie-12-szt-p-2631.html>



Hahnenkratt TopVision FS lusterka stomatologiczne rodowane płaskie 12 szt.

Cena	100,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	721X3
Producent	Hahnenkratt

Opis produktu

Hahnenkratt TopVision FS lusterka stomatologiczne, rodowane, płaskie.

Właściwości:

- przedniopowierzchniowe
- rodowane zwierciadło powierzchni
- wysoki poziom odbicia - jasny, wysokiej jakości obraz
- powłoka Hahnenkratt Front Surface zapobiega przywieraniu na przedniej powierzchni, ułatwia czyszczenie lusterek
- odporne na wielorazową dezynfekcję, sterylizację, płyny czyszczące zawierające kwasy

Dostępne rozmiary:

#3 20mm
#4 22mm
#5 24mm

Opakowanie: 12szt. w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: #3 , #4 , #5