

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:49

Link do produktu: <https://higienadent.com/hanel-folia-zwarciova-1szt-p-3040.html>

Hanel folia zwarciova 1szt.



Cena	65,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Coltene

Opis produktu

Hanel folia zwarciova przeznaczona do kontroli okluzji. Cienka ale bardzo rozciągliwa, odporna na rozerwanie, dobrze przylegająca.

Grubość: 12 mikronów.

Szerokość: 22mm.

Długość: 25m.

Opakowanie: 1szt.