

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 07:54

Link do produktu: <https://higienadent.com/harvard-dental-cement-nh-100g-p-2190.html>

Harvard Dental Cement NH 100g



Cena	164,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KAT00039
Producent	Harvard Dental

Opis produktu

Harvard Dental Cement NH cement cynkowo-fosforanowy o normalnym czasie wiązania.

Wskazania:

- mocowanie koron, mostów i wkładów,
- cementowanie sztyftów i śrub,
- odbudowa zębów,
- podkład do wszystkich materiałów wypełniających,
- tymczasowe wypełnienia,
- mocowanie aparatów ortodontycznych.

Dostępny kolor: 02 (biało-niebieski), 03.

Opakowanie: proszek 100g.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: 02 , 03