

Dane aktualne na dzień: 06-04-2025 05:26

Link do produktu: <https://higienadent.com/harvard-dental-cement-nh-35g-p-2531.html>



Harvard Dental Cement NH 35g

Cena	104,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	KAT00048
Producent	Harvard Dental

Opis produktu

Harvard Dental Cement NH cement cynkowo-fosforanowy o normalnym czasie wiązania.

Wskazania:

- mocowanie koron, mostów i wkładów,
- cementowanie sztyftów i śrub,
- odbudowa zrębów,
- podkład do wszystkich materiałów wypełniających,
- tymczasowe wypełnienia,
- mocowanie aparatów ortodontycznych.

Dostępny kolor: 03 (biało-żółty)

Opakowanie: proszek 35g.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: 03