

Link do produktu: <https://higienadent.com/haxe-premium-hx717-irygator-do-jamy-ustnej-1szt-p-3294.html>

Haxe Premium HX717 irygator do jamy ustnej 1szt.



Cena	189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Haxe

Opis produktu

Haxe Premium HX717 lekki, bezprzewodowy irygator do jamy ustnej, pod wpływem ciśnienia wody oczyszcza przestrzenie międzyzębowe zapobiegając odkładaniu się osadu i kamienia.

Irygator jest wodoodporny, wyposażony w duży pojemnik na wodę i obrotową dyszę 360°. Zapamiętuje wybrany tryb pracy i uruchamia się w trybie jaki był ostatnio używany. Irygator posiada wbudowany, 2 minutowy timer. Linia Haxe Premium HX717 jest wyposażona w 5 trybów pracy:

- strong (mocny),
- standard (normalny),
- soft (delikatny),
- massage (masaż),
- DIY (indywidualny tryb pracy, dostosowany do własnych potrzeb, który pozwala na wybór poziomu ciśnienia wody w skali od 1 do 10).

Dane techniczne:

- ładowanie: kabel USB,
- wymagane zasilanie: AC 100~240V, 50/60Hz,
- wejście: 5 V 1 A,
- tryby pracy: 5 trybów, w tym 1 indywidualny DIY,
- ciśnienie wody: tryb soft 0,68~2,75 bar, standard, 2,75~4,82 bar, strong 4,82~7,58 bar, pulse 1,38~ 7,58 bar, DIY 0,68~7,58 bar,
- poziom wodoodporności: IPX7,
- kolor: czarny (HX717) lub biały (HX718).

Zestaw zawiera:

- 1x irygator do jamy ustnej,
- 1x kabel USB,
- 2x końcówka standardowa,
- 1x końcówka do czyszczenia języka,
- 1x końcówka periodontyczna,
- 1x końcówka do usuwania płytki nazębnej,
- 1x końcówka ortodontyczna,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.