

Link do produktu: <https://higienadent.com/haxe-stacjonarny-irygator-do-zebow-hx722-p-3406.html>



Haxe stacjonarny irygator do zębów HX722

Cena	149,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Haxe

Opis produktu

Haxe stacjonarny irygator do zębów HX722, stanowi uzupełnienie higieny jamy ustnej. Pod wpływem ciśnienia wody oczyszcza przestrzenie międzyzębowe zapobiegając odkładaniu się osadu i kamienia. Dociera do trudno dostępnych miejsc, polecany dla wszystkich którym zależy na zdrowym uśmiechu, również dla osób które noszą aparat ortodontyczny, korony, mosty.

Właściwości:

- 2 tryby pracy: czyszczenie i masaż,
- 2 min. timer z automatycznym wyłączeniem,
- praca interwałem: czyszczenie podzielone jest na 30sek. interwały,
- regulowane ciśnienie: umożliwia wybór ciśnienia od 2,07 do 7,58 bar (30 - 110 PSI), 10 stopni regulacji,
- duży, 600ml pojemnik na wodę daje możliwość wykonania pełnej irygacji na jednym napełnieniu,
- pojemnik na wodę to również etui irygatora z możliwością przechowywania 4 końcówek,
- funkcjonalna rączka z magnesem, który usprawnia odkładanie jej na miejsce i wbudowanym przełącznikiem on/off: opcją wstrzymania strumienia wody podczas irygacji,
- wąż o długości 1m, łączy rączkę z urządzeniem.

Dane techniczne:

Źródło zasilania: zasilacz sieciowy, 100-240V
Wejście: 12 V 1,5 A
Ciśnienie wody: od 2,07 do 7,58 bar
Pojemnik na wodę: 600 ml

Zestaw zawiera:

- irygator stacjonarny,
- pojemnik na końcówki,
- zasilacz sieciowy,
- 3 x końcówka standardowa,
- 1 x końcówka do czyszczenia języka,
- 1 x końcówka do kieszonek dziąsłowych,
- 1 x końcówka ortodontyczna,
- instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.